

20.04.2024 17:24

## Modell: Augenspülflasche 200 ml, pH-neutral Artikelnummer: 9.31.510

Bestimmungsgemäße Verwendung: Notduschen



Handliche Augenspülflasche mit 200 ml ph-neutraler Phosphatpufferlösung (4,9%). Für die schnelle Neutralisation von Säuren und Laugen. Ausgestattet mit einer ergonomisch geformten Augenschale und Staubkappe. Die Flasche ist zur Nachfüllung der Augenspül- stationen und für den Einzeleinsatz geeignet. Für den mobilen Einsatz z. B. im Werkzeugkasten, Erste-Hilfe-Koffer und Aufbewahrung in der speziell hierfür lieferbaren Gürteltasche. Haltbarkeit 3 Jahre. Spülzeit ca. 2 Minuten. Gemäß DIN EN 15154-4:2009.

Kategorie:	Augenduschen
Nettogewicht [kg]:	0,20