20.04.2024 07:18

Modell: Fass-Heber, hydraulisch, Rahmen blau lackiert

Artikelnummer: 1.31.045

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



zum Aufnehmen/Transportieren von 200 l-Fässern, bedienungsfreundliche Pumpe mit Fußhebel, sicheres und genaues Absenken möglich, die Beine sind an Europaletten angepasst. Lackiert in blau RAL 5010 Maße ca.: Rahmenbreite außen: 960 mm Rahmenbreite innen: 870 mm Höhe min./max.: 1410/1915 mm Länge komplett: 850 mm Länge der Beine: 570 mm Höhe der Beine: 65 mm 2 feste Rollen mit D = 65 mm 2 schwenkbare Rollen mit D = 80 mm Hubhöhe: 700 mm Tragfähigkeit: 300 kg Gewicht: 67 kg

Kategorie: Kanister-/Fasstransport und -handling Außenhöhe [mm]: 1.410, Außenbreite [mm]: 850, Außentiefe [mm]: 960, Bruttogewicht [kg]: 90,00, Nettogewicht [kg]: 67,00,