

# Modell: Gefahrstoff-Regal mit Standwanne

## Artikelnummer: 1.46.015

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



mit 4 Gitterrostböden, Regalmaße: ca. 1000 x 600 x 2100 (B x T x H in mm) Wannennaße: ca. 1200 x 800 x 360 (B x T x H in mm) Auffangvolumen: 200 l, geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3, Standwanne, Regalständer und Gitterrostböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm, Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe, Regal im Stecksystem zur Selbstmontage. Prüfungen: Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

Kategorie:	Gefahrstoff-Regalsysteme
Außenbreite [mm]:	1.200
Außentiefe [mm]:	800
Außenhöhe [mm]:	2.100
Nettogewicht [kg]:	132,00