

Modell: Gefahrstoff-Regal mit Standwanne

Artikelnummer: 1.46.020

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



mit je 4 Gitterrostböden, Regalmaße: ca. 2000 x 600 x 2100 (B x T x H in mm) Wannennaße: ca. 2400 x 800 x 250 (B x T x H in mm) Auffangvolumen: 200 l, geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3, Standwanne, Regalständer und Gitterrostböden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm, Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe, Regal im Stecksystem zur Selbstmontage. Prüfungen: Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

Kategorie: Gefahrstoff-Regalsysteme Außenhöhe [mm]: 2.100, Außenbreite [mm]: 2.400, Außentiefe [mm]: 800, Bruttogewicht [kg]: 227,00, Nettogewicht [kg]: 227,00,