

Modell: Gefahrstoff-Regal Anbaufeld f. Artikel 1.46.530*

Artikelnummer: 1.47.530

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



mit 4 Wannenhöden, Maße: ca. 1000 x 600 x 2000 (B x T x H in mm), Auffangvolumen: 4 x 30 l, geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3, Regalständer und Wannenhöden verzinkt, höhenverstellbar im Raster von 25 mm, Tragfähigkeit je Boden 150 kg bei gleichmäßig verteilter Last, Regal im Stecksystem zur Selbstmontage. Prüfungen: Auffangwannen mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR, DLG-FOKUS-TEST, TÜV-GEPRÜFT

Kategorie: Gefahrstoff-Regalsysteme Außenhöhe [mm]: 2.000, Außenbreite [mm]: 1.000, Außentiefe [mm]: 600, Bruttogewicht [kg]: 114,00, Nettogewicht [kg]: 114,00,