

Modell: Gefahrstoff-Depot Stahlblech, lackiert, mit zwei Flügeltüren

Artikelnummer: 1.48.214

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



für 4 x 200 l-Fass, Maße: ca. 1437 x 1500 x 1557 (L x B x H in mm), Auffangvolumen: 220 l, Außenlackierung RAL 5012 blau, mit natürlichem Luftwechsel, Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost, Dach mit Gasdruckfedern, abschließbar, Einfahrtaschen mit 100 mm Unterfahrhöhe, geeignet für brennbare Flüssigkeiten F+, F und wassergefährdende Flüssigkeiten WGK 1 - 3. Prüfung: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-38.5-101 des DIBt-Berlin, TÜV-GEPRÜFT

Kategorie: Gefahrstoff-Depots Außenhöhe [mm]: 1.557, Außenbreite [mm]: 1.437, Außentiefe [mm]: 1.500, Bruttogewicht [kg]: 302,00, Nettogewicht [kg]: 302,00,