


Modell: Regalsystem mit 3 Lagerebenen für Sicherheits-Lagercontainer

Artikelnummer: 1.52.477

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Maße: ca. 2000 x 500 (B x T in mm) bestehend aus: 2 Regalständer 6 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar) 3 Gitterrostböden Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden bei gleichmäßig verteilter Last

Kategorie:	Sicherheitslagercontainer
Außenbreite [mm]:	2.000
Außentiefe [mm]:	500
Nettogewicht [kg]:	80,00