


## Modell: Regalsystem mit 3 Lagerebenen für Sicherheits-Lagercontainer

Artikelnummer: 1.52.477

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Maße: ca. 2000 x 500 (B x T in mm) bestehend aus: 2 Regalständer 6 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar) 3 Gitterrostböden Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden bei gleichmäßig verteilter Last

Kategorie: Sicherheitslagercontainer Außenbreite [mm]: 2.000, Außentiefe [mm]: 500, Bruttogewicht [kg]: 80,00, Nettogewicht [kg]: 80,00,