25.04.2024 23:19

Modell: Regalsystem mit 2 Lagerebenen für Sicherheits-Lagercontainer

Artikelnummer: 1.52.478

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Maße: ca. 1000×500 (B x T in mm) bestehend aus: 2 Regalständer 4 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar) 2 Gitterrostböden Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden bei gleichmäßig verteilter Last

Kategorie:	Sicherheitslagercontainer
Außenbreite [mm]:	1.000
Außentiefe [mm]:	500
Nettogewicht [kg]:	0,10