

## Modell: Regalsystem mit 2 Lagerebenen für Sicherheits-Lagercontainer

### Artikelnummer: 1.52.478

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Maße: ca. 1000 x 500 (B x T in mm) bestehend aus: 2 Regalständer 4 Regalkonsolen (alle 140 mm verstellbar) 2 Gitterrostböden Belastung: 120 kg pro Gitterrostboden bei gleichmäßig verteilter Last

Kategorie: Sicherheitslagercontainer Außenbreite [mm]: 1.000, Außentiefe [mm]: 500, Bruttogewicht [kg]: 0,10, Nettogewicht [kg]: 0,10,