

Modell: Stahltür Isoliert, 2-flügelig, für Sicherheits-Lagercontainer

Artikelnummer: 1.52.496

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



MEHRPREIS Maße: 1996 mm hoch, Türflügel 1250 mm breit, Seitenflügel 650 mm, auf Wunsch und ohne zusätzl. Mehrpreis in alle Seiten einbaubar.

Kategorie:	Sicherheitslagercontainer
Außenbreite [mm]:	1.940
Außentiefe [mm]:	1.963
Nettogewicht [kg]:	0,10