

Modell: Stahltür Isoliert, 2-flügelig, für Sicherheits-Lagercontainer Artikelnummer: 1.52.496

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



MEHRPREIS Maße: 1996 mm hoch, Türflügel 1250 mm breit, Seitenflügel 650 mm, auf Wunsch und ohne zusätzl. Mehrpreis in alle Seiten einbaubar.

Kategorie: Sicherheitslagercontainer Außenbreite [mm]: 1.940, Außentiefe [mm]: 1.963, Bruttogewicht [kg]: 0,10, Nettogewicht [kg]: 0,10,