

# Modell: Erdungsleitung mit Krokodil- klemme und Anschluss

## Artikelnummer: 1.806.63

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Kupferleitung ummantelt (grün-gelb), Länge: ca. 1000 mm.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 177, Außenbreite [mm]: 127, Außentiefe [mm]: 127,  
Bruttogewicht [kg]: 1,00, Nettogewicht [kg]: 1,00,