

**Modell: Fassdieterich aus Messing Länge: ca. 275 mm**  
**Artikelnummer: 1.808.05**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



für alle gängigen Fassverschraubungen.

|                    |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Kategorie:         | Fass-Sicherheitszubehör |
| Außenbreite [mm]:  | 25                      |
| Außentiefe [mm]:   | 25                      |
| Außenhöhe [mm]:    | 279                     |
| Nettogewicht [kg]: | 0,50                    |