

**Modell: Fassdiétrich aus Messing Länge: ca. 275 mm**  
**Artikelnummer: 1.808.05**

BestimmungsgemäÙe Verwendung: Lagereinrichtungen und ZubehöÙ



für alle gängigen Fassverschraubungen.

Kategorie: Fass-SicherheitszubehöÙ Außenhöhe [mm]: 279, Außenbreite [mm]: 25, Außentiefe [mm]: 25, Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 0,50,