

Modell: Fasspumpe aus Edelstahl mit Auslaufbogen aus VA Artikelnummer: 1.96.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301 und PTFE, elektrostatisch leitfähig, Auslaufbogen abschraubbar. Eintauchtiefe: 910 mm Fördermenge pro Hub: 560 ml Gesamtlänge: 1.030 mm Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

Kategorie: Pumpensysteme Bruttogewicht [kg]: 2,00, Nettogewicht [kg]: 1,68,