

# Modell: Fasspumpe aus Edelstahl mit PTFE- Auslaufschlauch 1,2 m Artikelnummer: 1.96.105

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Absperrhahn und Auslauftülle, mediumberührte Teile aus Edelstahl 1.4301 und PTFE, elektrostatisch leitfähig, Auslaufschlauch abschraubbar. Eintauchtiefe: 910 mm Fördermenge pro Hub: 560 ml Gesamtlänge: 1.030 mm Tauchrohr-Durchmesser: 32 mm

Kategorie:	Pumpensysteme
Nettogewicht [kg]:	2,10