

Modell: Handpumpe Ultrarein aus Edelstahl

Artikelnummer: 1.96.130

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



Dichtungen aus EPDM, Pumpe ist gasdicht und komplett absperrbar mit zwei Kugelhähnen, Eintauchtiefe 600 mm, passend zu den laborüblichen Edelstahltrommeln Förderleistung 10 l/min, mit R2 "-Feingewinde.

Kategorie:

Pumpensysteme

Nettogewicht [kg]:

1,42