

Modell: Fass- und Behälterpumpe für brennbare Flüssigkeiten

Artikelnummer: 1.97.870

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagereinrichtungen und Zubehör



für leichtentzündliche Kohlenwasserstoffe, Fasspumpen-Set bestehend aus: Edelstahl-Fasspumpe, Restentleerungs-Pumpwerk aus Niro, 2 m Lösemittelschlauch DN 19, leitfähige Schlauchverbindungen, Potentialausgleichskabel, Messing-Zapfpistole und PP-Fassadapter, Schutzart IP 54, 230 V Motor mit 5 m Kabel und Schukostecker, ex-geschützt gemäß ATEX 100 a. Antrieb: Elektrisch Tauchtiefe: 1000 mm Tauchrohr-Durchmesser: 41 mm

Kategorie: Pumpensysteme Bruttogewicht [kg]: 14,50, Nettogewicht [kg]: 14,50,