

# Modell: Chemikalien-Absorber, fusselfrei, 100 Tücher

## Artikelnummer: 11.51.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Vliesstoff-Bindemittel aus Polypropylen-Mikrofasern, Maße: ca. 400 x 500 mm längs perforiert, max. Aufnahmekapazität: 101 l pro VE. Wir empfehlen, die glatte mit Spinnvlies veredelte Oberfläche als Arbeitsunterlage zu verwenden.

Kategorie: Vliesstoffe aus Mikrofaser Bruttogewicht [kg]: 8,50, Nettogewicht [kg]: 6,80,