

Modell: Öl-Absorber, extra saugstark, 1 Tuchrolle

Artikelnummer: 11.52.300

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Vliesstoff-Bindemittel aus Polypropylen-Mikrofasern, Maße: ca. 800 mm x 40 m längs- u. quer perforiert, alle 500 mm max. Aufnahmekapazität: 180 l pro VE. Prüfungen: GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie: Vliesstoffe aus Mikrofaser Bruttogewicht [kg]: 12,00, Nettogewicht [kg]: 9,60,