

Modell: Notfall-Set in Transportbox

Aufnahmefähigkeit: 75 l

Artikelnummer: 11.55.000

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



verschießbare Transportbox mit Rollen und Handgriff, aus hochstabilem PVC, Maße LxBxH ca. 80 x 38 x 43 cm mit Universal-Absorbern - extra saugstark - für Industrieflüssigkeiten ausgestattet: 35 Tücher, 3 Schlangen (DxL ca. 7 cm x 1,20 m), 2 Kissen (Vliesstoff-Bindemittel aus Polypropylen-Mikrofasern) plus 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 3 Säcke. Prüfungen: Absorber GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie: Absorber-Notfall-Sets Bruttogewicht [kg]: 13,00, Nettogewicht [kg]: 9,70,