

# Modell: Notfall-Set in Transportbox

## Aufnahmefähigkeit: 50 l

### Artikelnummer: 11.55.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Maße: BxTxH ca. 58 x 33 x 39 cm mit Universal-Absorbern - extra saugstark - für Industrieflüssigkeiten ausgestattet: 35 Tücher ca. 40 x 50 cm 3 Schlangen ca. 7 cm x 1,20 m (Vliesstoff-Bindemittel aus Polypropylen-Mikrofasern) plus 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Säcke. max. Aufnahmekapazität ca. 50 l Prüfungen: Absorber GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie:	Absorber-Notfall-Sets
Außenbreite [mm]:	58
Außentiefe [mm]:	33
Außenhöhe [mm]:	39
Nettogewicht [kg]:	4,40