

Modell: Notfall-Set in Transportbox

Aufnahmefähigkeit: 50 l

Artikelnummer: 11.55.100

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Maße: BxTxH ca. 58 x 33 x 39 cm mit Universal-Absorbern - extra saugstark - für Industrieflüssigkeiten ausgestattet: 35 Tücher ca. 40 x 50 cm 3 Schlangen ca. 7 cm x 1,20 m (Vliesstoff-Bindemittel aus Polypropylen-Mikrofasern) plus 10 Wischtücher, 1 Paar Handschuhe, 2 Säcke. max. Aufnahmekapazität ca. 50 l Prüfungen: Absorber GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie: Absorber-Notfall-Sets Außenhöhe [mm]: 39, Außenbreite [mm]: 58, Außentiefe [mm]: 33, Bruttogewicht [kg]: 6,00, Nettogewicht [kg]: 4,40,