

Modell: Öl- und Chemikalienbinder UNI-SAFE PLUS, 750 g Labordose

Artikelnummer: 11.90.910

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt, für alle Flüssigkeiten einsetzbar, nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf, sparsame und problemlose Dosierung, löst keine gefährlichen Reaktionen aus, auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral), Bindersättigung durch Farbintensivität sichtbar, Dammbildung möglich, quillt auf, verfügt über Indikatorfunktion - Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot). Prüfungen: GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie:	Granulat-Bindemittel
Außenbreite [mm]:	12
Außentiefe [mm]:	8
Außenhöhe [mm]:	23
Nettogewicht [kg]:	0,75