

Modell: Öl- und Chemikalienbinder UNI-SAFE PLUS, 4000 ml Griffdose

Artikelnummer: 11.90.920

Bestimmungsgemäße Verwendung: Absorber und Bindemittel



Feingranulat aus vernetzten Polymeren hergestellt, für alle Flüssigkeiten einsetzbar, nimmt bis zum 75-fachen des Eigengewichtes auf, sparsame und problemlose Dosierung, löst keine gefährlichen Reaktionen aus, auch bei Regen einsetzbar (pH-neutral), Bindersättigung durch Farbintensivität sichtbar, Dammbildung möglich, quillt auf, verfügt über Indikatorfunktion - Farbumschlag Säuren (gelb) / Laugen (rot).

Prüfungen: GEPRÜFT durch MPA NRW, Dortmund und Hygiene-Institut, Gelsenkirchen

Kategorie: Granulat-Bindemittel Außenhöhe [mm]: 265, Außenbreite [mm]: 140, Außentiefe [mm]: 140, Bruttogewicht [kg]: 1,65, Nettogewicht [kg]: 1,50,