

Modell: ACID line pure

Artikelnummer: 20-200667-006

Bestimmungsgemäße Verwendung: Reinräume - nicht brennbare Medien



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtssanschlag. Für die Lagerung von nichtbrennbaren Flüssigkeiten Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, silber
- Tür Stahlblech, silber
- Innenkorpus aus PP Ausstattung:
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- 3 Lagerböden aus PP
- 1 Bodenauffangwanne aus PP
- Abluftstutzen auf dem Schrankdach

Kategorie:	Nicht brennbare Medien
Modell-Größe	M
Modell-Typ	STANDARD (Lagerböden)
Außenbreite [mm]:	595
Außentiefe [mm]:	601

Außenhöhe [mm]:	1.955
Nettogewicht [kg]:	150,00
Anzahl Lagerebenen	4
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik