

Modell: CHEM line

Artikelnummer: 20-200967-010

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung nicht brennbare Medien



für die Lagerung von festen und flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien. Baumusterprüfung durch TÜV SÜD nach Möbelnorm DIN EN 16121 und DIN EN 16122. Prüfsiegel: GS geprüft (geprüfte Sicherheit) Aussenmaß: 894 x 612 x 2045 (BxTxH) mm Bauweise und Farbgebung:

- Stahlblechschrank mit Flügeltüren. lackiert in RAL 7004 (signalgrau) Ausstattung:
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend für sicheren Zugang.
- Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech nach StawaR.
- 3x gelochter Lagerboden aus verzinktem Stahlblech. Höhenverstellbar mit Aushebesicherung.
- Abluftstutzen NW 75.
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Integriertes Dokumentenfach für DIN A4 Unterlagen.

Kategorie: Nicht brennbare Medien Modell-Größe: L, Modell-Typ: STANDARD (Lagerböden), Außenhöhe [mm]: 2.114, Außenbreite [mm]: 894, Außentiefe [mm]: 612, Bruttogewicht [kg]: 99,00, Nettogewicht [kg]: 91,00, Anzahl Lagerebenen: 3, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,