


Modell: CHEM line

Artikelnummer: 20-200967-050

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung nicht brennbare Medien



für die Lagerung von festen und flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien und ist speziell für die Lagerung von giftigen Stoffen gekennzeichnet. Baumusterprüfung durch TÜV SÜD nach Möbelnorm DIN EN 16121 und DIN EN 16122. Prüfsiegel: Sicherheit geprüft Außenmaß: 894 x 612 x 2045 (BxTxH) mm Bauweise und Farbgebung:

- Stahlblechschrank mit Flügeltüren. lackiert in RAL 7004 (signalgrau) Ausstattung:
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend für sicheren Zugang.
- Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech nach StawaR.
- 3x gelochter Lagerboden aus verzinktem Stahlblech. Höhenverstellbar mit Aushebesicherung.
- Abluftstutzen NW 75.
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Integriertes Dokumentenfach für DIN A4 Unterlagen.

Kategorie:	Nicht brennbare Medien
Modell-Größe	L
Modell-Typ	TOX (giftige Medien)
Außenbreite [mm]:	894

Außentiefe [mm]:	612
Außenhöhe [mm]:	2.114
Nettogewicht [kg]:	91,00
Anzahl Lagerebenen	3
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik