

# Modell: Giftschrank

## Artikelnummer: 20-201045-011

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung nicht brennbare Medien



Stoffe, Abmessungen: 950 x 420 x 1950 (BxTxH) mm Stahlblechschrank, RAL 7035 lichtgrau. Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kasten- versteifung, RAL 7035 lichtgrau. Schließung durch Drehgriff, nach 3 Seiten schließend. Hochwertiges Sicherheitsschloß für erhöhte Einbruchssicherheit, mit 2 Schlüsseln. Halter für Giftbuch DIN A4, Tiefe 15 mm. 1 Bodenauffangwanne, verzinkt, Materialstärke 3 mm, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. 3 gelochte Fachböden mit Tragfähigkeit 50 kg. Kippschutz der Fachböden durch Aushebesicherung. 4 verstellbare Fußgleiter zum Ausgleich von Boden- unebenheiten. Belüftung über Lüftungsanschluß-Stutzen (NW 75) auf dem Schrankdach. Entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Bodenauffangwanne ist gemäß § 19 I Wasserhaus- haltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Kategorie:         | Nicht brennbare Medien |
| Modell-Größe       | L                      |
| Außenbreite [mm]:  | 950                    |
| Außentiefe [mm]:   | 420                    |
| Außenhöhe [mm]:    | 1.950                  |
| Nettogewicht [kg]: | 76,00                  |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| Anzahl Lagerebenen                  | 3                  |
| Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene | 1                  |
| Türbedienung                        | klassische Technik |
| Türtechnik                          | Flügeltürtechnik   |