

Modell: Giftschrank

Artikelnummer: 20-201045-011

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung nicht brennbare Medien



Stoffe, Abmessungen: 950 x 420 x 1950 (BxTxH) mm Stahlblechschrank, RAL 7035 lichtgrau. Verwindungsfeste Flügeltüren mit Kasten- versteifung, RAL 7035 lichtgrau. Schließung durch Drehgriff, nach 3 Seiten schließend. Hochwertiges Sicherheitsschloß für erhöhte Einbruchssicherheit, mit 2 Schlüsseln. Halter für Giftbuch DIN A4, Tiefe 15 mm. 1 Bodenauffangwanne, verzinkt, Materialstärke 3 mm, mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) nach StawaR. 3 gelochte Fachböden mit Tragfähigkeit 50 kg. Kippschutz der Fachböden durch Aushebesicherung. 4 verstellbare Fußgleiter zum Ausgleich von Boden- unebenheiten. Belüftung über Lüftungsanschluß-Stutzen (NW 75) auf dem Schrankdach. Entspricht den Anforderungen des deutschen Geräte- und Produktsicherheitsgesetzes. Bodenauffangwanne ist gemäß § 19 I Wasserhaus- haltsgesetz (WHG) von einem Fachbetrieb hergestellt.

Kategorie: Nicht brennbare Medien Modell-Größe: L, Außenhöhe [mm]: 1.950, Außenbreite [mm]: 950, Außentiefe [mm]: 420, Bruttogewicht [kg]: 80,00, Nettogewicht [kg]: 76,00, Anzahl Lagerebenen: 3, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,