

# Modell: CHEM line

## Artikelnummer: 20-201267-050

Bestimmungsgemäße Verwendung: Lagerung nicht brennbare Medien



für die Lagerung von festen und flüssigen, nichtbrennbaren und nichtkorrosiven Chemikalien und speziell für die Lagerung von giftigen Stoffen gekennzeichnet. Baumusterprüfung durch TÜV SÜD nach Möbelnorm DIN EN 16121 und DIN EN 16122. Prüfsiegel: Sicherheit geprüft Aussenmaß: 1194 x 612 x 2045 (BxTxH) mm Bauweise und Farbgebung:

- Stahlblechschrank mit Flügeltüren. lackiert in RAL 7004 (signalgrau) Ausstattung:
- Flügeltüren mit Drehgriff-Sicherheitsschloss, nach 3 Seiten schließend für sicheren Zugang.
- Bodenauffangwanne aus verzinktem Stahlblech nach StawaR.
- 3x gelochter Lagerboden aus verzinktem Stahlblech. Höhenverstellbar mit Aushebesicherung.
- Abluftstutzen NW 75.
- Stellfüße zum Niveaueausgleich
- Integriertes Dokumentenfach für DIN A4 Unterlagen.

Kategorie: Nicht brennbare Medien Modell-Größe: XL, Modell-Typ: TOX (giftige Medien), Außenhöhe [mm]: 2.114, Außenbreite [mm]: 1.194, Außentiefe [mm]: 612, Bruttogewicht [kg]: 123,00, Nettogewicht [kg]: 113,00, Anzahl Lagerebenen: 3, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,