

# Modell: Fachboden für Giftschränk L 20-201045-011, verzinkt und gelocht Artikelnummer: 20-81045-124

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



BxTxH = ca. 946 x 380 x 25 mm Tragfähigkeit 50 kg. Kippschutz durch Aushebesicherung.

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Kategorie:         | Zubehör |
| Außenbreite [mm]:  | 946     |
| Außentiefe [mm]:   | 380     |
| Außenhöhe [mm]:    | 25      |
| Nettogewicht [kg]: | 3,60    |