

Modell: Fachboden für Giftschränk L 20-201045-011, verzinkt und gelocht Artikelnummer: 20-81045-124

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



BxTxH = ca. 946 x 380 x 25 mm Tragfähigkeit 50 kg. Kippschutz durch Aushebesicherung.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 25, Außenbreite [mm]: 946, Außentiefe [mm]: 380,
Bruttogewicht [kg]: 4,00, Nettogewicht [kg]: 3,60,