

Modell: Wannenboden für BASIC M, Stahlblech

Artikelnummer: 23-80660-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 515 x 458 x 35 (bxtxh) mm pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

| | |
|--------------------|---------|
| Kategorie: | Zubehör |
| Außenbreite [mm]: | 515 |
| Außentiefe [mm]: | 458 |
| Außenhöhe [mm]: | 35 |
| Nettogewicht [kg]: | 3,10 |