

# Modell: Wannenboden für BASIC M, Stahlblech

## Artikelnummer: 23-80660-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 515 x 458 x 35 (bxtxh) mm pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 35, Außenbreite [mm]: 515, Außentiefe [mm]: 458, Bruttogewicht [kg]: 3,10, Nettogewicht [kg]: 3,10,