

Modell: Wannenföden für BASIC XL, Stahlblech

Artikelnummer: 23-81260-114

BestimmungsgemäÙe Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 1115 x 458 x 35 (bxtxh) mm pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie:	Zubehöer
AuÙenbreite [mm]:	1.115
AuÙentiefe [mm]:	458
AuÙenhöhe [mm]:	35
Nettogewicht [kg]:	6,00