

Modell: Wannenföden für BASIC XL, Stahlblech

Artikelnummer: 23-81260-114

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



ca. Abmessungen: 1115 x 458 x 35 (bxtxh) mm pulverbeschichtet RAL 7035 lichtgrau

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 35, Außenbreite [mm]: 1.115, Außentiefe [mm]: 458,
Bruttogewicht [kg]: 6,00, Nettogewicht [kg]: 6,00,