

Modell: BENCH line

Artikelnummer: 29-080667-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Tür Stahlblech, RAL 1018
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Tür schließt im Brandfall selbsttätig
- Tür bleibt in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Automatisch ausfahrende Auszugswanne Stahlblech, RAL 7035
- Lochblecheinsatz Stahlblech, RAL 7035
- Abluftstutzen an der Schrankrückwand
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss an der Schrankrückwand
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Klassischer Sockel geschlitzt, RAL 7015

Kategorie:	Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten
Modell-Größe	pro S
Außenbreite [mm]:	601
Außentiefe [mm]:	594

Außenhöhe [mm]:	805
Nettogewicht [kg]:	120,00
Anzahl Lagerebenen	1
Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene	1
Türbedienung	klassische Technik
Türtechnik	Flügeltürtechnik