

Modell: BENCH line

Artikelnummer: 29-080667-003

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Klassische Türtechnik (Türgriff), Rechtsanschlag. Für die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten. Baumusterprüfung durch MPA/TÜV SÜD nach DIN EN 14470-1, DIN EN 14727, EK5/AK4 21-01:2021 und AfPS GS 2019: 01 PAK Prüfsiegel: GS- und CE-Zeichen, High-Quality Gütesiegel vom TÜV SÜD Bauweise und Farbgebung:

- Außenkorpus Stahlblech, RAL 7035
- Tür Stahlblech, RAL 1018
- Innenkorpus aus Dekorplatten, RAL 7035 Ausstattung:
- Tür schließt im Brandfall selbsttätig
- Tür bleibt in jeder Position geöffnet
- Zylinderschloß für sicheren Zugang
- Automatisch ausfahrende Auszugswanne Stahlblech, RAL 7035
- Lochblecheinsatz Stahlblech, RAL 7035
- Abluftstutzen an der Schrankrückwand
- Optische Kontrollmöglichkeit der Lüftungsöffnung
- Erdungsanschluss an der Schrankrückwand
- Innenausstattung leitend mit Korpus verbunden
- Klassischer Sockel geschlitzt, RAL 7015

Kategorie: Typ 90 - brennbare Flüssigkeiten Modell-Größe: pro S, Außenhöhe [mm]: 805, Außenbreite [mm]: 601, Außentiefe [mm]: 594, Bruttogewicht [kg]: 120,00, Nettogewicht [kg]: 120,00, Anzahl Lagerebenen: 1, Anzahl Lagerbereiche pro Lagerebene: 1, Türbedienung: klassische Technik, Türtechnik: Flügeltürtechnik,