

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo S-5

Artikelnummer: 29-10651-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 1l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 428, Außentiefe [mm]: 332, Bruttogewicht [kg]: 0,00,