

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo S

Artikelnummer: 29-10661-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 1,2l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 428, Außentiefe [mm]: 432, Bruttogewicht [kg]: 9,50, Nettogewicht [kg]: 9,50,