

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo L-5

Artikelnummer: 29-11151-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelgebindes verringert sich auf 2l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 893, Außentiefe [mm]: 332, Bruttogewicht [kg]: 11,34, Nettogewicht [kg]: 11,34,