

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo LD-5/XL-5

Artikelnummer: 29-11153-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 1l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	414
Außentiefe [mm]:	332
Außenhöhe [mm]:	263
Nettogewicht [kg]:	9,40