

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo LD-5/XL-5

Artikelnummer: 29-11153-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 1l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 414, Außentiefe [mm]: 332, Bruttogewicht [kg]: 9,40, Nettogewicht [kg]: 9,40,