

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo L
Artikelnummer: 29-11161-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 3l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	893
Außentiefe [mm]:	432
Außenhöhe [mm]:	263
Nettogewicht [kg]:	14,70