

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo L

Artikelnummer: 29-11161-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 3l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 893, Außentiefe [mm]: 432, Bruttogewicht [kg]: 14,70, Nettogewicht [kg]: 14,70,