

## **Modell: PP-Einsatz für UTS ergo line L**

### **Artikelnummer: 29-11161-314**

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



für Auszugswanne (Schublade) ca. Abmessungen: 886x426x67 (BxTxH) mm

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 67, Außenbreite [mm]: 886, Außentiefe [mm]: 426,  
Bruttogewicht [kg]: 1,50, Nettogewicht [kg]: 1,50,