

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo LD/XL

Artikelnummer: 29-11163-119

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelgebundes verringert sich auf 1,2l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie: Zubehör Außenhöhe [mm]: 263, Außenbreite [mm]: 414, Außentiefe [mm]: 432, Bruttogewicht [kg]: 9,40, Nettogewicht [kg]: 9,40,