

Modell: Zusätzliche Auszugswanne UTS ergo LD

Artikelnummer: 29-11163-119L

Bestimmungsgemäße Verwendung: Passive Lagerung



Das Höchstvolumen des größten Einzelbindes verringert sich auf 1,2l. Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 7035 lichtgrau.

Kategorie:	Zubehör
Außenbreite [mm]:	414
Außentiefe [mm]:	432
Außenhöhe [mm]:	263
Nettogewicht [kg]:	9,40